

## スコープ先端保護チューブ 30本パック

30本まとめ買いでお得なパック

製品名	カラー	商品番号	サイズ
スコープ先端保護チューブ (S) 30本パック	アクアブルー	S021501-040	長さ：1 5 0 mm 外径：1 6 mm 内径：1 2 mm
	ベビーピンク	S021501-043	
	マスカットグリーン	S021501-046	
スコープ先端保護チューブ (M) 30本パック	アクアブルー	S021501-041	長さ：1 8 0 mm 外径：2 4 mm 内径：1 9 mm
	ベビーピンク	S021501-044	
	マスカットグリーン	S021501-047	
スコープ先端保護チューブ (L) 30本パック	アクアブルー	S021501-042	長さ：2 4 0 mm 外径：2 6 mm 内径：2 1 mm
	ベビーピンク	S021501-045	
	マスカットグリーン	S021501-048	

素材：シリコーン

### ご注意

- 同サイズ同カラーの30本パックとなります。サイズ・カラーの混合はできません。
- 本製品は内視鏡を持ち運ぶ際に内視鏡の先端部を保護するためのものです。それ以外の目的で使用しないでください。
- 内視鏡を洗浄、消毒または保管する際は、必ず本製品を取り外してください。  
上記が遵守されない場合、細菌が繁殖し、人の生命・身体に重大な影響を及ぼす危険性があります。
- 消毒後の内視鏡には洗浄及び、消毒または滅菌処理を行った本製品を使用してください。
- 本製品の透明度が落ちたり、装着力が弱くなったら使用しないでください。
- 本製品をご使用の際は、事前に取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 内視鏡の先端湾曲部ゴムを、ゆとりをもってカバーできるサイズをお選びください。



●仕様・外観および契約条件等については、予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

ティーメディクス株式会社  
TmediX

〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-22-2 新宿サンエービル5F

http://www.tmedix.com

お問合せ先

営業部 商品開発担当

TEL 03-3349-8590 FAX 03-3349-8771

取扱販売店名